

## Descripción del software 3-matic

El software 3-matic Materialise combina las herramientas de diseño asistido por computadora (CAD), con las capacidades de pre-procesamiento (malla). Para realizar eso, se trabaja en archivos triangulados (STL), lo que lo hace adaptable a los datos de forma libre 3D como los datos anatómicos que se obtienen de la segmentación de las imágenes médicas (de Mimics). De esta manera, 3-matic puede ser visto como una herramienta que permite un CAD Anatómico o lo que Materialise ha llamado "Ingeniería en la Anatomía". El software viene en dos ediciones: Investigación y Médica. La edición Médica puede ser utilizada solamente para el diseño y fabricación de dispositivos de uso médico de cualquier tipo. La edición Investigación está destinada solamente a la investigación.

3-matic puede utilizarse para importar datos anatómicos y otros objetos 3D en el formato STL o en otros numerosos formatos como: CATIA, IGES, STEP, etc. Una vez cargados los objetos, pueden obtenerse muchas aplicaciones de "Ingeniería en la Anatomía" que incluye medición, diseño, modelado e impresión 3D.

Los módulos que pueden ser obtenidos para 3-matic, permite que los usuarios a través de mediciones en 3D y análisis de las mismas, diseñen un implante o una guía quirúrgica, o preparen una malla para el modelado definitivo del elemento. Materialise también desarrolla un software por separado para la manufactura aditiva, la cual es ideal para preparar sus modelos médicos o dispositivos para cualquier sistema de impresión en 3D. Contáctenos para más información.

## Indicaciones de uso

3-matic Médico (en adelante "3-matic"), está diseñado para ser utilizado como un software para un diseño asistido por computadora y la fabricación de endoprótesis y exoprótesis, accesorios médicos y odontológicos/ortodóncicos específicos para pacientes y restauraciones dentales.

## Precauciones y recomendaciones

El software 3-matic debe ser manejado solamente por profesionales debidamente adiestrados. Para obtener mejores resultados, recomendamos que todos los usuarios participen en el adiestramiento ofrecido por los expertos en Materialise. Las imágenes resultantes utilizadas para el diagnóstico o tratamiento de pacientes, deben ser chequeadas por el profesional médico, quien puede evaluar los resultados del análisis o diseñar objetos. Es obligación principal del especialista médico ejercer su juicio profesional en los casos que se requiera el uso del software 3-matic, para algún tratamiento clínico.

## Sugerencias para una mejor práctica y precauciones

Tenga presente que la calidad y la resolución de su malla de triángulos puede influenciar los resultados del diseño y análisis de la operación. Para obtener mejores resultados, recomendamos tener como referencia y seguir los estándares industriales.

## Instrucciones de uso

### Iniciando 3-matic

Después de instalar el software en su computador personal, haga doble clic sobre el ícono de 3-matic para la **edición Médica** o **Edición Investigación** en su escritorio. Usted puede hacer clic sobre **Start Button** → **All Programs** → **Materialise** → **3-matic** para comenzar. Debe asegurarse de elegir la edición Médica para aplicaciones clínicas.

El software Materialise está protegido por un código de activación. Cuando se inicia 3-matic por primera vez o cuando tu código ha expirado, el Asistente de Registro de Claves (Key Request Wizard), se iniciará automáticamente para asistirlo en el proceso de registro. Las opciones disponibles se encuentran en la **Guía de Referencia**. Recomendamos seleccionar "**instant activation**", en el Asistente de Registro de Claves. Esto renovará automáticamente su código de activación cuando expire, siempre y cuando tenga acceso a Internet\*.

### Requerimientos mínimos de sistema

Software	Hardware
Windows Vista - 64bit	Intel Core 2 Duo / AMD X2 AM2 algun sistema equivalente
Internet Explorer 6	4 GB RAM
	DirectX 9.0c con tarjeta gráfica de 512 MB RAM
	5 GB de espacio libre en el disco duro
	Resolución de 1280x1024

### Requerimientos recomendados de sistema

Software	Hardware
Windows 7 - 64bit	Tercera generación Core i5/i7 o equivalente
Internet Explorer 10	8 GB RAM
	DirectX 10.0 con tarjeta ATI Radeon/nVidia Geforce con 1GB RAM
	10 GB de espacio libre en el disco duro
	Resolución igual o mayor a1680x1050

\*Pueden aplicar otras configuraciones

## Información del fabricante

Fabricado en 2015 por:

### Materialise NV



Technologielaan 15  
B-3001 Leuven  
Bélgica  
Teléfono: +32 16396611

<http://biomedical.materialise.com>

CE<sup>0120</sup> 3-matic Medical es un producto con la marca CE.

© 2015 - Materialise N.V. Todos los derechos reservados.

**www.materialise.com**

Materialise NV – Technologielaan 15, B-3001 Leuven, Belgium  
[mimics@materialise.be](mailto:mimics@materialise.be)

L-10260-01

**Materialise**   
innovators you can count on